



VITA Farbnahme



VITA Linearguide 3D-MASTER

Die neue Leichtigkeit der Farbnahme



Produktbeschreibung

Mit dem VITA Linearguide 3D-MASTER bestimmen Sie zügig und präzise die korrekte Zahnfarbe. Das moderne Design und der systematische Aufbau des VITA Linearguide ermöglichen das schnelle Auffinden der passenden 3D-MASTER Farbe.

Der VITA Linearguide 3D-MASTER erleichtert die Umstellung von herkömmlichen Farbnahmesystemen auf eine präzise Farbbestimmung und Farbkommunikation im VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Der VITA Linearguide 3D-MASTER enthält die gleichen 29 Farbmuster wie der VITA Toothguide 3D-MASTER.

Vorteile

- Klassische lineare Handhabung
- Selbsterklärend, einfache Anwendung
- Sichere, schnelle und präzise Farbbestimmung für zufriedene Kunden
- Modernes Design als Ausdruck von perfekter Ästhetik und Übersichtlichkeit

VITA Linearguide Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Linearguide 3D-MASTER	1 Box	B363

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Linearguide 3D-MASTER	Anleitung	920-02565
VITA Linearguide 3D-MASTER	Produktblatt	1532

VITA Toothguide 3D-MASTER® with BLEACHED SHADE GUIDE



Produktbeschreibung

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Mit dem VITA Toothguide 3D-MASTER ist es möglich, alle natürlichen Zahnfarben sicher und systematisch zu bestimmen.

Vorteile

- Zahnfarbbestimmung in 3 Schritten
- eindeutige Zahnfarbbestimmung
- Vergleichsmöglichkeiten: Ja/Nein - Besser/Schlechter-Entscheidung
- mathematisch genau definierte Zahnfarben (mischbar)
- erlernbar

Produktbeschreibung

BLEACHED SHADE GUIDE

Mit dem VITA BLEACHED SHADE GUIDE ist es möglich, Zahnfarben gebleachter Zähne nach dem Prinzip des VITA Toothguides sicher und systematisch zu bestimmen.

VITA Toothguide Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Toothguide 3D-MASTER	1 Stück	B360
VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0	1 Stück	B2600MS

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Toothguide 3D-MASTER	Anleitung	961
VITA Toothguide 3D-MASTER	Kommunikationsschema	914
Die Bestimmung der Zahnfarben	Sonderdruck	1283
VITA SYSTEM 3D-MASTER	Prospekt	1418

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®



Produktbeschreibung

Der VITA Bleachedguide 3D-MASTER ist ein Hilfsmittel für den Zahnarzt zur Planung und Kontrolle von Zahnaufhellungsprozessen.

Der Aufbau folgt grundsätzlich der Logik des VITA SYSTEM 3D-MASTER, aufbauend auf den 3 Parametern Helligkeit, Intensität und Farbton. Zu den Helligkeits- und Intensitätsstufen wurden jedoch zusätzlich Zwischenschritte mit weiteren Farbmustern hinzugefügt.

Vorteile

- Zahnfarbtaufhellung kann mit Patient realistisch besprochen werden
- Gleichmäßige, für das menschliche Auge gut unterscheidbare Farbabstände
- Zwischenstufen sind als Farbmuster vorhanden (Helligkeit, Chroma)
- Zahnarzt und Patient können das gewünschte Ergebnis anhand der Farbmuster diskutieren und das erzielte Ergebnis später überprüfen
- Prothetische Versorgungen können - wenn notwendig - mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER angepasst werden.
- Im Recall kann zu gegebener Zeit eine erforderliche Wiederholung der Zahnaufhellung festgestellt werden.

VITA Bleachedguide Artikel

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	1 Stück	B361

Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Anleitung	920-26266
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Produktblatt	1432
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Papiermuster	1486

VITA classical A1-D4 Farbskala



Produktbeschreibung

VITA classical A1 - D4 ist eine Farbskala zur Bestimmung der Zahnfarbe.

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich)

B1 - B4 (Rötlich-gelblich)

C1 - C4 (Grautöne)

D2 - D4 (Rötlich-grau)

Art.-Nr. B0271

Farbnahmetipps

- Zahnfarben möglichst unter Tageslicht oder genormten Tageslicht-Leuchten bestimmen und nicht unter gewöhnlicher Raumbelichtung
- Das gesamte Umfeld sollte möglichst farblich dezent sein. Patienten sollten gebeten werden, beeinflussenden Lippenstift oder Kosmetikum zu entfernen, und decken Sie grelle Kleidung mit einem grauen Umhang ab
- Auswahl zügig treffen, immer die erste Entscheidung akzeptieren, da die Augen nach ca. 5 - 7 Sekunden ermüden.

VITA Easyshade[®] Compact



Produktbeschreibung

VITA Easyshade Compact ermöglicht Ihnen schnell die eindeutige Zahnfarbe zu bestimmen oder Restaurationen zu überprüfen. Das kabellose, mobile und leichte Gerät ist einfach in der Handhabung und zeigt in wenigen Sekunden eindeutig die Zahnfarbe an. Seine hohe Messgenauigkeit von VITA SYSTEM 3D- MASTER und VITA classical A1 – D4 Farben basiert auf seiner spektrophotometrischen Messtechnik. Diese bildet die Grundlage für perfekte Ergebnisse.

Vorteile

- Schnelle und objektive Zahnfarbnahme auf Knopfdruck
- Gute Sicht auf Messpunkt am Zahn
- Optimale Abstimmung auf VITA classical A1-D4 und 3D-MASTER Farben
- Unabhängig von Beleuchtung und Benutzer
- Kabelloses (Akku), mobiles und leichtes Kompaktgerät
- Qualitätskontrolle durch Möglichkeit Restaurationen zu überprüfen
- Speichermöglichkeit von 25 Farbnahmen
- Farbkommunikationssoftware für PC
- lange Lebensdauer durch moderne LED Technologie

VITA Easyshade[®] Compact Sortiment

VITA Easyshade Compact

Art.-Nr. DEASYCS

Anzahl	Inhalt	Material
1	Stück	Easyshade Compact Ladestation
1	Stück	Easyshade Compact Handstück
40	Stück	Infektionsschutzfolien
1	Stück	CD-Rom (Software)
1	Stück	Easyshade Compact Verpackung
1	Stück	Netzteil
1	Stück	USB Kabel
1	Stück	Bedienungsanleitung
1	Stück	Kurzanleitung



Drucksachen

Titel	Bezeichnung	Best.-Nr.
VITA Easyshade Compact	Bedienungsanleitung	1506
VITA Easyshade Compact	Kurzanleitung	1559
VITA Easyshade Compact	Prospekt	1533

VITA Easyshade[®] Compact Artikel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Infektionsschutzfolien	4 x 40 Stück	D39003
Transportkoffer für Easyshade Compact	1 Stück	DEASYCSK

VITA ShadeAssist

Zahnfarbkommunikationssoftware



Produktbeschreibung

VITA ShadeAssist ist eine Zahnfarbkommunikationssoftware für PC mit Datenbank für Patienten-, Praxis- und Labordaten. Das Programm hilft Ihnen dabei, zahnmedizinische Befunde bei Ihrem Patienten zu dokumentieren, zu verwalten und an ein zahntechnisches Labor oder den Patienten selbst weiterzugeben.

Vorteile

- Farbnahmemethodisch unabhängig einsetzbare Software mit Datenbank zur Kommunikation von Zahnfarben
- Fotobearbeitung und Zeichenprogramm
- Druckfunktion oder E-Mail-Versand
- Dokumentation vom Bleachingprozeß möglich
- Zahnkontur abhängig vom bearbeiteten Zahn wählbar

VITA ShadeAssist Artikel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA ShadeAssist	1 CD-Rom	D46800-02